

Pour déplacer Diadem sur une nouvelle machine pour une utilisation locale indépendante :

- 1) à partir d'un poste existant, copier sur une clef USB le dossier C:\DIADEM.
- 2) copier sur une clef USB le dossier \DIADEM_D . Celui-ci peut se trouver sur le disque dur C: ou sur un disque réseau (F:, G:, Z, ...).
- 3) sur le nouvel ordinateur, installer DIADEM à partir du CD1. Ne le lancez pas.
- 4) sérialiser DIADEM à partir du CD2. Ne le lancez pas.
- 5) copier à partir de la clef USB le dossier DIADEM sur le disque C: .
- 6) copier à partir de la clef USB le dossier DIADEM_D sur le disque C: .
- 7) exécuter le fichier C:\DIADEM\CONFIG.EXE .
- 8) modifier si nécessaire la ligne FDESTI2= pour qu'elle devienne :
FDESTI2=C:\DIADEM_D (déplacez-vous avec les flèches de direction du clavier. Sortez du programme à l'aide des touches Ctrl+W -save and exit-).
- 9) lancer le module administrateur et faire une vérification étendue de la base de données.

Pour implanter Diadem sur une nouvelle machine pour une utilisation en réseau :

- 1) à partir d'un poste existant, copier sur une clef USB le dossier C:\DIADEM.
- 2) sur le nouvel ordinateur, installer DIADEM à partir du CD1. Ne le lancez pas.
- 3) sérialiser DIADEM à partir du CD2. Ne le lancez pas.
- 4) copier à partir de la clef USB le dossier DIADEM sur le disque C: .
- 5) lancer le module administrateur et faire une vérification normale de la base de données.

Note : attention ces implantations ne peuvent fonctionner qu'en accord avec la licence adaptée. Il faudra donc désinstaller Diadem sur l'ancien poste pour obtenir un fonctionnement complet.